

DESCUBRA **NUEVAS SINÉRGIAS** CON NUESTRO DETERGENTE PENTAENZIMÁTICO

Aniosyme Synergy 5

ÚNICO DETERGENTE CON 5 ENZIMAS PARA EL REPROCESADO MANUAL Y AUTOMÁTICO DEL INSTRUMENTAL

Aniosyme Synergy 5 es el primer detergente con 5 enzimas para múltiples aplicaciones. Proporciona unos excelentes resultados de limpieza manual y automática.

Aniosyme Synergy 5:

- **ÚNICO** - Detergente con 5 enzimas de amplio espectro de actuación
- **EFFECTIVO** - Eficaz desde los 5 minutos en desinfectadoras y con cualquier calidad de agua
- **SINÉRGICO** - Primer producto para el reprocesado manual y automatico en centrales de esterilización



Aniosyme Synergy 5

Único detergente con 5 enzimas para el reprocesado manual y automático del instrumental.



Aniosyme Synergy 5
Envase de 5 L
Referencia: 2235.038



Aniosyme Synergy 5
Envase de 5 L
Referencia: 2235.015

POTENTE

Eficacia demostrada a partir de los 5 minutos. Excelente compatibilidad con el material.

ENZIMÁTICO

Elimina todo tipo de residuos gracias a su especial formula pentaenzimática.

EFFECTIVIDAD

Eficacia demostrada en concentraciones de uso muy bajas 0,1% al 0,5%.

Densidad	20 °C	1,10 g / ml
pH value* (concentrado)	20 °C	7,89
pH area* (en solución 1 - 5 ml/l)	20 °C	6,89 - 7,29
Conductividad (solución, 1 - 5 ml/l en agua)	20 °C	0,08 - 0,33 mS / cm

Mediciones del valor de pH en condiciones de funcionamiento siempre por medio de un medidor de pH con compensación de temperatura.

UNIFORMACIÓN PARA PEDIDOS

UTILIZAR PARA INMERSIÓN Y UTRASONIDOS	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
Aniosyme Synergy 5	12 x Envases de 1 L	2235.095
Aniosyme Synergy 5	4 x Envases de 5 L + válvula de 25 ml	2235.036

PARA UTILIZAR EN MAQUINA	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
Aniosyme Synergy 5	2 x Envases de 5 L	2235.038
Aniosyme Synergy 5	2 x Envases de 5 L	2235.015
Aniosyme Synergy 5	1 x Envase de 10 L	2235.024
Aniosyme Synergy 5	1 x Envase de 25 L	2235.018
Aniosyme Synergy 5	200 L Drum	2235.005



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuido por:
LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France



ÁREA DE APLICACIÓN

Detergente pentaenzimático para el instrumental. Limpieza del instrumental quirúrgico y equipamiento médico, endoscopios y productos sanitarios, por inmersión, baños de ultrasonidos, máquinas automáticas y túneles de limpieza.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso en limpieza manual

- Solución concentrada para uso profesional.
- Utilizar a una dilución del 0,5% al 2%.
- Efectivo a partir de los 5 minutos.
- Adaptar la concentración, el tiempo de contacto y la temperatura del agua de dilución acorde al grado de suciedad. Cepillar el instrumental si es necesario. Enjuagar cuidadosamente.
- Temperatura máxima: 35°C.

Uso automático

- Solución concentrada para uso profesional.
- Utilizar a una dilución del 0,1% al 0,5%.
- Efectivo a partir de los 5 minutos.
- Adaptar la concentración, tiempo de contacto y la temperatura del agua de dilución acorde al grado de suciedad. Enjuagar cuidadosamente.
- Temperatura máxima: 60°C.

COMPOSICIÓN

Tensioactivos no iónico y catiónico, agente secuestrante, agente estabilizante, complejo enzimático, excipientes.

ALMACENAMIENTO

Peligroso - respetar las precauciones de uso (elaborado de acuerdo con las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos). Almacenamiento: + 5°C a + 25°C.

CERTIFICADOS

Bajo demanda.

PRODUCTO SANITARIO, USAR CON PRECAUCIÓN

Por favor, lea la etiqueta del producto para más información.



PARA USO PROFESIONAL.