

Guantes de látex

no estériles para exploración

Características:

- Desechable
- Ambidiestro
- Poco talco
- Fácil ajuste
- Hechos con látex natural

Catálogo	Tamaño	Unidades por caja
GDE001	Extra chico	100
GDE002	Chico	100
GDE003	Mediano	100
GDE004	Grande	100

Instrucciones de uso y precauciones:

- Los guantes de Látex pueden ser no adecuados para cierto tipo de personas que ya sea por mal uso o por poca tolerancia a la proteína del Látex.
- El Látex es causa de reacciones alérgicas, en algunos casos extremos puede causar ataques respiratorios y aún decesos.
- Absténgase de usar guantes de látex si tiene un historial de reacciones alérgicas al látex. Usar otra alternativa de no látex.
- Usuarios que por primera vez usen guantes de Látex, acudir al médico a la primer señal de alergia.
- Usuarios deben considerar no tocar áreas sensitivas o faciales después de usar los guantes para eliminar la irritación de la piel.



Rubbicare Protection Products Sdn Bhd
 Formerly Known as Perusahaan Pelindung Getah (M) Sdn Bhd



Recomendaciones:

Para mayor vida en anaquel manténgase en un lugar fresco y seco, no se exponga al sol.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

- Seleccione los guantes del tamaño adecuado, nunca muy ajustados. Unos guantes que se ajusten adecuadamente reducen la fatiga de los músculos al trabajar.
- Lávese las manos entre cada cambio de guantes para remover el talco de las manos.
- Mantenga las uñas cortas, las uñas largas obstruyen el uso efectivo de los guantes y pueden llegar a romperlos y eliminar su finalidad protectora.
- Los guantes de látex no están ventilados. Buscar cualquier oportunidad para permitir que su piel respire hasta que sea necesario usar un nuevo par de guantes.
- Los usuarios deben considerar remover el talco después de usar, el talco puede ser removido con una gasa estéril o toalla mojada.

"Las imágenes de los productos son de carácter ilustrativo y pueden diferir de lo mostrado en este catálogo".



EEE México

Guillermo Barroso No. 11-A
 Fracc. Industrial Las Armas,
 Tlalnepantla de Baz, 54080,
 Estado de México, México



(52) 55 2626 5001



info@grupoeee.com



www.grupoeee.com



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase



Especialistas en Esterilización y Envase
 S.A. de C.V. (Grupo EEE)