

Rollos mixtos

de papel y plástico para esterilizar PMG®



A MEMBER OF THE  STERIMED GROUP



Los rollos de papel grado médico de Especialistas en Esterilización y Envase cumplen con las normas:

ISO11607-1 Norma internacional para empaques de esterilización

Normativas de la Comisión Europea de Estándares EN868 - 5

Rollos mixtos de papel grado médico y un complejo de plástico, especialmente indicado en el proceso de esterilización de material que precise la identificación visual desde el exterior del envase.

Características:

- Permite la identificación del contenido.
- Porosidad controlada.
- Alta resistencia al proceso de esterilización.
- Tratamiento **Superanti®*** (Agente microbicida activo contra diversos tipos de bacterias).
- Los rollos poseen indicadores que atestiguan el paso de procesos de esterilización por Vapor, Gas O.E. y Formaldehído.
- Variedad de tamaños.
- Apertura lateral Pat. No. 274349

***Opcional**

Rollos mixtos PMG®

Clave Cuadro Básico	Catálogo EEE	Ancho (cm)	Largo (m)	Presentación (rollo)
-----	PAR354	5	200	1
060.125.3867	PAR361	7.5	200	1
-----	PAR362	10	200	1
060.125.3875	PAR364	*15	200	1
-----	PAR365	*20	200	1
-----	PAR366	*25	200	1
060.125.3883	PAR367	*30	200	1
060.125.3891	PAR368	*40	200	1
-----	PAR369	*50	200	1
-----	PAR370	*35	200	1

*** Apertura lateral con +2 cm**

Rollos mixtos con fuelle PMG®

Catálogo EEE	Ancho (cm)	Largo (m)	Fuelle (cm)	Presentación (rollo)
PAR371	7.5	100	2	1
PAR373	10	100	4	1
PAR374	*15	100	3	1
PAR375	*20	100	4	1
PAR376	*25	100	5	1
PAR377	*30	100	5	1
PAR378	*30	100	10	1
PAR379	*38	100	10	1
PAR380	*50	100	8	1


*** Apertura lateral con +2 cm**

Superanti® Pat. No. 291594

El **Superanti®** es un agente microbicida activo contra diversos tipos de microorganismos que impide su instalación y desarrollo. Su presencia disminuye la posibilidad de que el empaque se convierta en un vehículo contaminante en su exterior durante su manejo, transporte y almacenaje, así como al momento de su uso, coadyuvando a mantener el campo quirúrgico lo más aséptico posible.

Rollos mixtos

de papel y plástico para esterilizar PMG®



Especialistas en
Esterilización y
Envase

A MEMBER OF THE  STERIMED GROUP


Sistema de apertura lateral en rollos

Los rollos mixtos de papel y plástico poseen sobre uno de sus lados una extensión del material (papel y laminado) por fuera del sellado, de modo que pueda tomarse con facilidad para poder abrir el rollo en forma lateral en cualquier punto a lo largo del mismo y evitar la contaminación del contenido.




Rollos mixtos con fuelle

de papel y plástico para esterilizar PMG®



Rollos mixtos


de papel y plástico para esterilizar PMG®



Especialistas en
Esterilización y
Envase

A MEMBER OF THE  STERIMED GROUP

Características



Permite la
identificación
del contenido

Norma de Calidad
ISO 11607-1
EN 868-5

Certificaciones
ISO **ISO**
9001:2015 13485:2016

Tratamiento
Superanti®

Fuelle para
objetos
voluminosos

Sello
Ranurado

Indicadores
impresos que
atestiguan el
paso en procesos
de esterilización
por Vapor, Gas
O.E.,
Formaldehído

Procesos de
esterilización

STEAM

Vapor

EO

Gas O.E.

FORM

Formaldehído

Apertura lateral
para asegurar
apertura aséptica
y fácil

Alta resistencia
al proceso de
esterilización

Porosidad
controlada

Amplia gama
de tamaños

"Las imágenes de los productos son de carácter ilustrativo y pueden diferir de lo mostrado en este catálogo".

PMG® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.

EEE México
CENTRAL

+ (52) 55 2626 5001

www.grupoeee.com
info@grupoeee.com

 Especialistas en Esterilización y Envase
S.A. de C.V. (Grupo EEE)

 Especialistas en Esterilización y Envase