

Bolsa de papel

grado médico para esterilizar PMG®



Especialistas en
Esterilización y
Envase

A MEMBER OF THE  STERIMED GROUP

Las bolsas de papel grado médico de Especialistas en Esterilización y Envase cumplen con las normas: ISO11607 Norma internacional que actualmente se acepta para empaques de esterilización

Normativas de la Comisión Europea de Estándares EN868 - 4


Características:

- Uñero que facilita la apertura
- Tratamiento Superanti®* (Agente microbicida activo contra diversos tipos de bacterias).
- Doble franja termosoldable
- Porosidad controlada
- Amplia gama de tamaños
- Los envases también se pueden emplear en procesos de esterilización por rayos gamma y formaldehído
- Apertura con hilo* Pat. No. 291594

*Opcional


Bolsa de papel grado médico con porosidad controlada, hidrófugo para esterilizar con Gas o Vapor, con **tratamiento antibacteriano**, con reactivo químico impreso y sistema de apertura lateral con hilo.

Clave Cuadro Básico	Catálogo EEE	Ancho(cm)	Largo (cm)	Fuelle (cm)	Presentación
060.125.2695	PAR010	25	30	----	1000 piezas
060.125.2638	PAR022	6	15.5	3	1000 piezas
060.125.2760	PAR023	6	18	3	1000 piezas
060.125.2653	PAR026	7.5	23	4	1000 piezas
060.125.2679	PAR028	12	26	4	1000 piezas
060.125.2695	PAR029	14	33	4.5	1000 piezas
060.125.2711	PAR031	7.5	48	4	1000 piezas
060.125.2877	PAR032	18	33	6	1000 piezas
060.125.2869	PAR034	11	18	4	1000 piezas
060.125.2836	PAR035	25	38	8	500 piezas
060.125.2844	PAR037	32	62	12	250 piezas
----	PAR038	38	51	12.5	250 piezas
----	PAR039	38	61	12.5	250 piezas



Superanti® Pat. No. 291594

El Superanti® es un agente microbicida activo contra diversos tipos de microorganismos que impide su instalación y desarrollo. Su presencia disminuye la posibilidad de que el empaque se convierta en un vehículo contaminante en su exterior durante su manejo y almacenaje, así como al momento de su uso, coadyuvando a mantener el campo quirúrgico lo más aséptico posible.



Bolsas de papel PMG®

Bolsa de papel grado médico con porosidad controlada, hidrófugo para esterilizar con Gas o Vapor, **sin tratamiento antibacteriano**, con reactivo químico impreso y sistema de apertura lateral con hilo.


Clave Cuadro Básico	Catálogo EEE	Ancho(cm)	Largo (cm)	Fuelle (cm)	Presentación
060.125.2695	SES910 cartera integrada	14	33	4.5	1000 piezas
		25	30	-----	
060.125.2828	SES013	9	12.5	5	1000 piezas
060.125.28.44	SES017	32	62	12	250 piezas

Funda para biberón de papel grado médico

Clave Cuadro Básico	Catálogo EEE	Ancho(cm)	Largo (cm)	Fuelle (cm)	Presentación
060.125.2828	PAR013	9	12.5	5	1000 piezas
-----	PAR018	6	12	3.5	1000 piezas

Características:

- Porosidad controlada
- Alta resistencia al proceso de esterilización



PAR013



PAR018

Las imágenes de los productos son de carácter ilustrativo y pueden diferir de lo mostrado en este catálogo.

EEE México
CENTRAL

+ (52) 55 2626 5001

www.grupoeee.com
info@grupoeee.com

EEE Guadalajara
 33 36 95 62 72
33 36 95 63 40/50
guadalajara@grupoeee.com

EEE Puebla
 22 22 34 77 37
22 22 13 35 28/29
ventas.puebla@grupoeee.com

EEE Monterrey
 81 83 36 06 45
81 19 39 31 40
factura.monterrey@grupoeee.com

EEE Chile
 + (562) 2205 1798
+ (562) 2274 9585
chile@grupoeee.com

EEE Colombia
 + (571) 841 5646
colombia@grupoeee.com

EEE Costa Rica
 + (506) 2237 7338
costarica@grupoeee.com

EEE Panamá
 + (507) 391 7870
+ (507) 391 7872
panama@grupoeee.com